

**LIFEPAK® 1000** DEFIBRILLATOR met cprMAX™ technologie

Works like you work.™

GEWOONWEG  
PROFESSIEEEL



Medtronic

Geavanceerde batterij-technologie.



Groot scherm voor goed afleesbare grafische afbeeldingen en tekst.

cprMAX verschaft een maximale inzetbaarheid.

Beschermingsgraad IP55  
Onze stevigste defibrillator ooit.



## We introduceren de LIFEPAK 1000 met de cprMAX-technologie, een geavanceerd en robuust Basic Life Support-middel dat u de kracht en de soepelheid verschaft voor een optimale patiëntenzorg.



**“Slachtoffers van hartstilstand hebben een onmiddellijke CPR (reanimatie behandeling) nodig.” “Hartmassage is bijzonder belangrijk als pas 4 of 5 min. na de hartaanval elektrische schokken kunnen worden toegediend. In de eerste weinige minuten na een succesvolle defibrillatie kan het ritme traag en ondoeltreffend zijn; hartmassage kan vereist zijn tot de hartfunctie voldoende is hersteld.”**

**cprMAX** voldoet niet alleen aan de modernste richtlijnen, maar gaat verder door de u breedst mogelijke behandelings-opties te verschaffen. cprMAX verkort de tijd waarmee de patient los gelaten moet worden, tijdens het laden van de defibrillator. De functie ‘laden op de achtergrond’ zorgt er voor dat er maximale tijd is om te reanimeren. Deze soepele cprMAX-mogelijkheden bieden u het krachtigste BLS-middel dat momenteel op de markt is.

**ADAPTIV bifasische technologie**— Door de weerstand van het lichaam te meten, past onze adaptieve technologie de spanning en de duur van de elektrische schokken automatisch aan. Betere resultaten voor de patiënt door veilige, doeltreffende dosering van de defibrillatie-schokken. De LIFEPAK-defibrillatoren met de ADAPTIV zijn ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende omstandigheden van patiënten in de reanimatiesituaties. Uw oplossing om tegemoet te komen aan de ruimste behoeften van de patiënten.

### **FLEXIBILITEIT VOOR NU & VOOR DE TOEKOMST**

AED-modus (automatische externe defibrillatie) met optionele manuele defibrillatie-modus met een druk op de knop. Ontworpen om te voldoen aan de huidige ERC-richtlijnen en met ingebouwde flexibiliteit om aangepast te kunnen worden aan toekomstige wijzigingen van de richtlijnen. Zodoende is de toekomst verzekerd en wordt.

### **BUILD WITH SURVIVAL IN MIND**

de beste reanimatiemethode vandaag en in de toekomst geboden. Aan de basis ligt het woord “overlevingskansen” in de dubbele betekenis van het woord: momenteel zijn er 500.000 Physio-Control LIFEPAK-defibrillatoren in gebruik die overal ter wereld levens redden; en omdat we de veeleisende omgeving van ambulance-diensten kennen, hebben we onze defibrillator zo robuust gemaakt dat hij ook in die zware omstandigheden kan “overleven”. Met een beschermingsgraad IP55 bent u goed beschermd tegen indringing van stof of spatwater. De nieuwe lithium-mangaandioxide batterij kan tot 400 schokken van 200 J opwekken gedurende meer dan 17 uur bewakingstijd, zodat u zeker kunt zijn dat u over het krachtigste “basic life support”-middel beschikt dat vandaag op de markt is.

**We delen 1 passie met onze klanten en dat is levens redden**



For more than 50 years, Physio-Control, maker of the renowned LIFEPAK defibrillators, has been developing technologies and designing devices that are legendary among first response professionals, clinical care providers and citizens everywhere.

For further information please contact your local Physio-Control representative or visit [www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)



**HEADQUARTERS / MANUFACTURING**

**Physio-Control, Inc.**  
11811 Willows Road NE  
P. O. Box 97006  
Redmond, WA 98073-9706 USA  
Tel. 425 867 4000  
Fax 425 867 4121  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)

**SALES OFFICES**

**Europa**  
Medtronic International Trading Sàrl  
Case postale  
Route du Molliau 31  
CH-1131 Tolochenaz  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)  
Tel. +41 (0)21 802 70 00  
Fax +41 (0)21 802 79 00

**België**  
Medtronic Belgium N.V.  
Burgemeester Etienne  
Demunterlaan 5  
BE-1090 Brussel  
[www.physio-control.be](http://www.physio-control.be)  
Tel. +32 (0)2 456 09 00  
Fax +32 (0)2 460 26 67

**Benelux**  
Valkenhuizerlaan 16A  
6466 ND KERKRADE  
Nederland  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)  
Tel +31 (0)45 566 83 50  
Fax +31 (0)45 566 83 51

