



ACCESSOIRES

Voor gebruik samen met

LIFEPAK CR[®] Plus

EN LIFEPAK EXPRESS[®] AEDs



Authentieke accessoires van Physio-Control.

 **Medisol**
AEDWINKEL.NL

**PHYSIO
CONTROL**

BATTERIJ- EN ELEKTRODEOPTIES

Voor LIFEPAK CR Plus/LIFEPAK EXPRESS AEDs



Bedankt dat u voor Physio-Control gekozen hebt om u te helpen levens te redden en de patiëntenzorg te verbeteren. U weet zeker al dat LIFEPAK de reputatie heeft kwaliteitsvolle en betrouwbare defibrillators en AED's te leveren. We weten dan ook dat u op het vlak van LIFEPAK® accessoires niets minder zou aanvaarden. In deze catalogus vindt u accessoires die speciaal ontworpen zijn om tegemoet te komen aan uw noden en betrouwbaarheidseisen. Alle accessoires en disposables in deze catalogus zijn ontworpen om te gebruiken met LIFEPAK CR Plus AED en LIFEPAK EXPRESS AEDs. Gelieve contact op te nemen met uw Physio-Control vertegenwoordiger als u vragen heeft over de accessoires of disposables.



Bijkomende kit voor CHARGE-PAK™ Batterij

Batterij en QUIK-PAK pacing/defibrillatie/ECG elektroden. Bevat 2 sets elektroden en 1 batterij, vervangingsinstructies en ontlander voor het veilig weggooien van de gebruikte CHARGE-PAK **11403-000001**



Bijkomende kit voor CHARGE-PAK Batterij

Batterij en QUIK-PAK pacing/defibrillatie/ECG elektroden. Bevat 1 set elektroden en 1 batterij, vervangingsinstructies en ontlander voor het veilig weggooien van de gebruikte CHARGE-PAK.


11403-000002



Kleuter/kind Verminderde Energie Defibrillator Elektrode starterskit

Enkel voor gebruik met LIFEPAK 500 Bifasische AED met roze verbinding of LIFEPAK 1000 defibrillator, LIFEPAK EXPRESS AED, of LIFEPAK CR Plus AED. Voor gebruik bij kinderen onder 8 jaar of lichter dan 25 kg.

11101-000017



Bijkomende Kleuter/kind Verminderde Energie Defibrillatie-elektroden

11101-000016

DRAAGBARE TASEN

Voor LIFEPAK CR Plus/LIFEPAK EXPRESS AEDs



Waterdichte koffer11260-00015



Complete zachte Draagbare tas21300-004576

Bijkomende schouderriem voor de Draagbare tas21300-004579



Bijkomende gleuf21300-004913

ALLEHANDE ACCESSOIRES

Voor LIFEPAK CR Plus/LIFEPAK EXPRESS AEDs



AMBU® Res-Cue Mask® First Responder Kit

Bevat 2 sets vinyl wegwerp-handschoenen, 1 herbruikbaar mondmasker met klep en filter, 1 wegwerpscheermes, 1 antimicrobe wegwerpdoekje en 1 traumaschaar. Kan aan de AED-hendel bevestigd worden.

11998-000321

AMBU Res-Cue Mask First Responder Kit

Bevat 2 sets vinyl wegwerphandschoenen, 1 wegwerp CPR-barriere, 1 wegwerpscheermes, 1 antimicrobe wegwerpdoekje en 1 traumaschaar. Kan in de draagbare**11998-000320**



AED muurkast met Alarm

Gemonteerd op de oppervlakte, afgeronde hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Muurkast afgewerkt met staal en witte kader. Gemonteerd op een oppervlakte kaderstijl met 18 cm retour.

11220-000079



AED muurkast met Alarm

Ingebouwd, afgeronde hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. muurkast afgewerkt met staal en witte kader. Ingebouwde kaderstijl met 3.8 cm retour.

11998-0000293

AED muurkast met Alarm

Half-ingebouwd, afgeronde hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Muurkast afgewerkt met staal en witte kader. Gemonteerd op een oppervlakte kaderstijl met 7,6 cm retour.

11998-000292

AED muurkast met Alarm, Vuurvast

Half-ingebouwd, afgeronde hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Muurkast afgewerkt met staal en witte kader met 7,6 cm retour.

11210-000026



op de muur monteerbare bevestiging voor LIFEPAK CR Plus of LIFEPAK EXPRESS AEDs**11210-000021**

AED muurkast met Alarm, Vuurvast

Ingebouwd, vierkante hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Muurkast afgewerkt met staal en witte kader. Ingebouwde kaderstijl met 3.8 cm retour.

11210-000027

AED muurkast met Alarm

Gemonteerd op de oppervlakte, afgeronde hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Afgewerkt roestvrij stalen kader. Gemonteerd op een oppervlakte kaderstijl met 18 cm retour.

11220-000076



AED muurkast met Alarm en selectiemerkteken

Gemonteerd op de oppervlakte, afgeronde hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Afgewerkt roestvrij stalen kader. Gemonteerd op een oppervlakte kaderstijl met 18 cm retour.

11220-000084



AED glazen kastje

21300-006797

AED muurkast met Alarm

Half-ingebouwd, afgeronde hoeken, Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Muurkast afgewerkt roestvrij stalen kader. Half-Ingebouwde kaderstijl met 7,6 cm retour.

11220-000077

AED-kastje op sokkel met Alarm

Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Grijs geschilderde epoxy staal, meet 1,3 meter, 35,5 cm x 43,2 cm hoog x 17,8 cm diep.

11210-000029

Centrale Alarmschakelaar

Enkel voor gebruik met de LIFEPAK CR Plus AED.

21300-006587

AED muurkast met Alarm

Ingebouwd, afgeronde hoeken, Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Muurkast afgewerkt met staal en roestvrij stalen kader. Ingebouwde kaderstijl met 3.8 cm retour.

11220-000078

AED muurkast met Alarm en selectiemerkteken

Gemonteerd op de oppervlakte, afgeronde hoeken. Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Muurkast afgewerkt met staal en witte kader. Gemonteerd op een oppervlakte kaderstijl met 18 cm retour.

11220-000083



AED-kastje op sokkel met Alarm

Werkt samen met de LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR Plus, of LIFEPAK EXPRESS defibrillators. Wit geschilderde epoxy staal van 1,3 m, 35,5 cm x 43,2 cm hoog x 17,8 cm diep **11210-000028**

ALLERHANDE ACCESSOIRES/AED TRAINERS

Voor LIFEPAK CR Plus/LIFEPAK EXPRESS AEDs



AED Locatiesignalering

Plat, 8" x 8" (20 cm x 20 cm), met logo

11210-000036

AED Locatiesignaleringn

Plat, 10" x 10" (25 cm x 25 cm), met logo

11210-000037

AED Locatiesignalering

Plat, 8" x 8" (20 cm x 20 cm), zonder logo

11210-000038

AED Locatiesignalering

Plat, 10" x 10" (25 cm x 25 cm),

zonder logo

11210-000039



AED Locatiesignalering

T-montering, 8" x 8" (20 cm x 20 cm),

met logo

11210-000031

AED Locatiesignalering

T-montering, 10" x 10" (25 cm x 25 cm),

met logo

11210-000032

AED Locatiesignalering

T-montering, 8" x 8" (20 cm x 20 cm),

zonder logo

11210-000040

AED Locatiesignalering

T-montering, 10" x 10" (25 cm x 25 cm),

zonder logo

11210-000041

LITERATUUR EN OEFENMATERIAAL

LIFEPAK CR Plus/LIFEPAK EXPRESS AEDs referentiehandleiding CD

21300-006380

LIFEPAK CR Plus/LIFEPAK EXPRESS AEDs gebruikershandleiding en Training DVD

26500-001999

Instructiekaart voor snelle referentie

Bladgewijze AED en CPR instructiekaart voor gemakkelijke en snelle referenties.

Past in AED tas.

26500-001096

AED/CPR Referentieposter

AED en CPR instructiegids voor gemakkelijke en snelle referenties in de vorm van een Poster. Kan aan de muur opgehangen worden in de buurt van een AED.

26500-000268

AED Challenge®, CD-ROM

Een interactief trainingsprogramma voor opfrissing dat een hartstilstand simuleert gebruik makende van de geautomatiseerde externe LIFEPAK defibrillators. Dit oefengereedschap op PC zorgt dat AED-personeel die net aan het leren zijn hoe ze AED moeten gebruiken kunnen oefenen en helpt ervaren AED-gebruikers hun behendigheid op punt te houden. Is consequent in overeenstemming met de richtlijnen van 2005 van de American Heart Association. Geen vervanging voor beginnende opleiding. Ontworpen voor personen die een beginnende CPR/AED opleiding gevolgd hebben.

26996-000015

Train AED, Via het Web.

Een interactief trainingsprogramma voor opfrissing dat een hartstilstand simuleert gebruik makende van de geautomatiseerde externe LIFEPAK defibrillators. Web-gebaseerd oefengereedschap op PC zorgt dat AED-personeel die net aan het leren zijn hoe ze AED moeten gebruiken kunnen oefenen en helpt ervaren AED-gebruikers hun behendigheid op punt te houden. Is consequent in overeenstemming met de richtlijnen van 2005 van de American Heart Association. Geen vervanging voor beginnende opleiding. Ontworpen voor personen die een beginnende CPR/AED opleiding gevolgd hebben.

Bevat online opsporings-, rapporterings- en administratiegereedschappen. Er is een jaarlijkse vergunning vereist voor individuele gebruikers. Prijs is per gebruiker/per jaar. Kortingen voor de aankoop van grote hoeveelheden zijn beschikbaar.

De Webversie is nu enkel beschikbaar voor Heart Safe Solutions-klanten.

26996-000014



LIFEPAK CR Plus AED Trainingsysteem

Bevat 1 AED-trainer, afstandsbediening en kabel, gesimuleerde CHARGE-PAK laadeenheid, vijf (5) paar oefenelektroden, draagbare tas, wegneembare cover voor de schokknop, gebruiksaanwijzingen en batterijen voor de trainer en de afstandsbediening. Mimics semi-automatische en volledig automatische werking. Bevat AHA-richtlijnen van 2005 en 2000..... **11250-000054**

Gebruiksaanwijzingen voor het gebruik van het LIFEPAK CR Plus AED Training Systeem

26500-001156

Bijkomende Draagbare tas

11260-000014



Volwassen AED QUIK-PAK® Training Elektrodeset

Bevat vijf (5) paar herbruikbare AED oefenelektroden, kabelverbindingssassemblage en herbruikbaar zakje. Herbruikbare oefenelektroden kan 30 keer gebruikt worden.

11250-000012

Bijkomende Oefenelektroden.

Vijf (5) paar klevende elektrodeporties enkel.

11250-000015

Kleuter/Kind AED Training Elektrodeset

Bevat vijf (5) paar herbruikbare AED oefenelektroden, kabelverbindingssassemblage en herbruikbaar zakje. Herbruikbare oefenelektroden kan 30 keer gebruikt worden.

11250-000045

Kabel/verbindingssassemblage en herbruikbaar zakje voor kleuter/kind AED Oefenelektroden.

Enkel kabel, verbinding en zakje klevende gel voor AED Oefenelektroden wordt apart verkocht

11250-000043

Bijkomende kleuter/kind AED Oefenelektroden

Vijf (5) paar herbruikbare oefenelektroden. Enkel klevende gel voor elektroden. Kabel/verbindingssassemblage en herbruikbaar zakje worden apart verkocht.

11250-000042

