

## LIFEPAK CR<sup>®</sup> Plus DEFIBRILLATOR



### Bij Physio-Control is onze reputatie – en onze missie – gebaseerd op vertrouwen:

- Een vertrouwen dat voortkomt uit meer dan 50 jaar innovatie, voortdurende toewijding aan kwaliteit en een positie als wereldleider op het gebied van defibrillatie.
- Een vertrouwen dat voortkomt uit het produceren van de levensreddende apparatuur die het meest wordt gebruikt door ambulancediensten en in ziekenhuizen overal ter wereld.
- Een vertrouwen dat voortkomt uit de wetenschap dat de LIFEPAK CR Plus defibrillator in uw kantoor, op de luchthaven of op de school van uw kinderen ontworpen is om eenvoudig, veilig en effectief levens te redden.

De LIFEPAK CR Plus automatische externe defibrillator (AED) is gebaseerd op dezelfde geavanceerde technologie als de defibrillatoren die professionele eerstehulpverleners gebruiken, maar is toch gemakkelijk te bedienen. Hij is speciaal ontworpen voor de eerste persoon die reageert op een slachtoffer met een plotselinge hartstilstand (SCA: Sudden Cardiac Arrest). Hoewel niet iedereen met een plotselinge hartstilstand gered kan worden, toont onderzoek aan dat een tijdige defibrillatie het aantal overlevenden drastisch kan verhogen. Om een AED te kunnen gebruiken, is een reanimatietraining en een AED-gebruikstraining noodzakelijk.

### Vertrouwen is weten dat je paraat staat

- De wekelijkse en maandelijkse zelftests en vier zichtbare symbolen geven aan of de CR Plus klaar is voor gebruik.
- Eenvoudig onderhoud met gesynchroniseerde vervangcyclus voor de CHARGE-PAK™ batterijlader en de QUIK-PAK™ elektrodes.

### Vertrouwen is een proces van twee eenvoudige stappen

- Intelligent, veilig apparaat dat uitsluitend een schok toediënt als dat nodig is.
- Speciaal ontworpen voor ongeoefende hulpverleners.
- Volautomatisch model dat met twee eenvoudige stappen kan worden bediend\*.
  - Stap 1: het apparaat inschakelen
  - Stap 2: de elektrodes aanbrengen

\*De CR Plus is ook verkrijgbaar als semi-automatisch model met knop om schokken toe te dienen.

### DE ENIGE AED BINNEN DE SECTOR MET EEN 8 JAAR LANGE GARANTIE



ER HOEFT GEEN KNOP TE WORDEN  
INGEDRUKT OM DE SCHOK TOE TE DIENEN

## Vertrouwen is de wetenschap dat professionals hetzelfde merk gebruiken

Snelle, soepele overdracht aan de ambulancedienst: de QUIK-PAK elektrodes kunnen probleemloos worden aangesloten op een geavanceerde LIFEPAK® defibrillator/monitor.

LIFEPAK is het meest gebruikte merk voor AED-apparatuur door hulpverleningsdiensten overal ter wereld. En de elektrodes van de CR Plus zijn volledig compatibel met elke andere LIFEPAK defibrillator/monitor. Dat betekent een snellere overdracht en meer tijd voor het redden van een leven



Kinderlektrodes zijn bestemd voor gebruik bij baby's en kinderen jonger dan 8 jaar of lichter dan 25 kg.

*Los verkrijgbaar*

**Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Physio-Control of kijk op [www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)**



**Physio-Control Headquarters**  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA 98052  
Tel 425 867 4000  
Fax 425 867 4121  
[www.physio-control.com](http://www.physio-control.com)

**Physio-Control Europe**  
Medtronic International  
Trading Sàrl  
Case postale 84  
Route du Molliau 31  
CH-1131 Tolochenaz  
Switzerland  
[www.medtronic.com](http://www.medtronic.com)  
Tél +41 (0)21 802 70 00  
Fax +41 (0)21 802 79 00

**Benelux**  
Medtronic Physio-Control  
BENELUX  
Valkenhuizerlaan 16A  
6466 ND KERKRADE  
Nederland  
[www.medtronic.nl](http://www.medtronic.nl)  
Tel. +31 (0)45 5668350  
Fax. +31 (0)45 5668351

**Medisol**  
**AEDWINKEL.NL**



## Vertrouwen is het maximaliseren van de overlevingskans

De AED's van Physio-Control zijn de enige AED's met een schokbereik van 200 tot 360 joule voor slachtoffers van een plotselinge hartstilstand. Het is bewezen dat een sterkte van 200 joule bij de eerste schok het effectiefst is voor de meerderheid van de slachtoffers van een plotselinge hartstilstand. Sommige patiënten echter zijn moeilijker te defibrilleren dan anderen. Kortom: de capaciteit van 360 joule geeft patiënten een grotere kans op een goede afloop.

- Een van de weinige AED's op de markt met een energiebereik tot 360 joule
- Reanimatie-instructies en defibrillatie volgens de richtlijnen van de European Resuscitation Council.



## De prijs van de CR Plus is inclusief:

- 2 paar Quik-Pak™ elektrodes
- 1 CHARGE-PAK™ batterijlader
- Draagtas
- Ambu® Res-Cue Mask® set
- 8 jaar garantie

 **Physio-Control, Inc.**, 11811 Willows Road NE, Redmond, WA 98052 USA  
 **Medtronic B.V.**, Earl Bakkenstraat 10, 6422 PJ Heerlen, The Netherlands

**CE** 0123